

PentaBase PCR Test

Markedets hurtigste spytbaseret PCR test

PentaBase A/S
2021

The future is in your hands

Guidemateriale til virksomhedstest

Vejledning til supervisor

Kom sikkert i gang med jeres testkit - En kort oversigt

Forud for prøvetagningen, skal I vælge en repræsentant i virksomheden som skal supervisere prøverne, og derfor skal vedkommende læse vedlagte materiale og guides grundigt i gennem før I går videre.

- 1** Udpeg en repræsentant for virksomheden der er ansvarlig for at supervisere jeres prøver. Denne repræsentant skal gennemgå alt materialet og sørge for at guides og andet er læst og forstået grundigt.
- 2** For at blive supervisor for prøverne skal repræsentanten udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål der skal besvares korrekt. Følg dette link: <https://pentabase.com/pentabase.supervisor>
- 3** Når alle spørgsmål i spørgeskemaet er besvaret med **100 %**, vil jeres repræsentant modtage certifikat som understøtter, at man nu er supervisor for prøvetagningen hos jer.
- 4** Jeres repræsentant skal nu sørge for, at medarbejdere er oprettet i Pentabase Journal system, og derefter kan de supervisere test af medarbejdere. Repræsentanten udleverer prøverne til medarbejdere og skriver prøvenummer, telefonnummer og navn på medarbejdere ned på det vedlagte ark. Guiden til prøven og prøveregistrering er på de vedlagte sider.
- 5** Når medarbejdere har lavet prøven og prøven er registreret i Pentabase Journal system, skal repræsentanten pakke prøverne som anvist i det vedlagte guide-materiale.
- 6** Derfra skal repræsentanten udfylde delivery note. Når dette er gjort, kan I aflevere jeres prøver til test. Indlever prøverne til én af de nærliggende laboratorier. I kan som virksomhed indlevere prøverne inden klokken 12:00 og modtage svar inden klokken 20:00 samme dag. Indleveres prøverne efter klokken 12:00, får man svar dagen efter før klokken 12.
NB: Gælder testcentrenes åbningstider. Bemærk at nogle testcentre har lukket i weekenderne.
- 7** Vi analyserer prøverne og I får svar direkte på telefon, 'Min Sundhed' appen, "Coronapas" appen og på jeres profil i PentaBases journalsystem.
- 8** Alt materiale og guide kan findes online her: <https://pentabase.com/spyttest-pcr-test/?lang=da>

EN DETALJERET GUIDE FOR TESTPERSONERNE ER VEDLAGT